

2本溶解する場合の操作方法 (2.5mLの薬液を2本使用する場合)

- ① 基本溶解操作方法の1～9に従い2本分溶解します。
- ② 1本目のシリンジ(A)の薬液を抜き取り、エア抜きをします。
- ③ 2本目のバイアル(B)からシリンジをはずします。
- ④ 1本目のバイアル(A)からシリンジをはずし、2本目のバイアル(B)に接続し、残りの薬液を抜き取り、エア抜きをします。
- ⑤ 翼付針のキャップをはずして、シリンジに接続します。

薬液が5mL以上で大きなシリンジが必要な場合は、医療機関にご相談ください。

廃棄の手順

- ① 誤刺防止機能である、翼付針のストッパーを両側をつまんでロックをはずします。そのまま引いて針をプロテクター内に収納します。
- ② 医療機関の指示に従って分別します。

パッケージについて

- 2つ連結したパッケージは1つずつに分けられます。



ミシン目入りで折りたたみやすく廃棄しやすい構造です



製造販売元【文献請求先及び問い合わせ先】
 バイエル薬品株式会社
 大阪市北区梅田2-4-9 〒530-0001
<https://byl.bayer.co.jp/>
 【コンタクトセンター】
 0120-106-398
 <受付時間> 9:00～17:30(土日祝日・当社休日を除く)

2020年12月作成
 資料番号 JIV200903

ジビイ® 静注用の 溶解操作方法

溶解操作で使用するもの

バイアル



● 注射用水入シリンジ
 ● ブランジャー
 全規格の注射用水 2.5mL

バイアルアダプター
 (フィルター付)

セーフフィルター-PSVセット
 (フィルター付翼付針)

その他(付属物)

スワバー
 (消毒用アルコール綿)

溶解操作方法説明書

廃棄用
 ポリエチレン袋

救急絆創膏

添付文書

溶解操作や注射手技については、
 医療機関の指導に従って、行ってください。

溶解操作方法の手順

ジビイ® 静注用 の基本溶解操作方法

1 未開封のバイアルと注射用水入シリンジが冷たい場合、冷たさがなくなるまで手で温めます。



2 バイアルのキャップをはずし、ゴム栓の部分をアルコール綿で消毒します。



！ 消毒後、ゴム栓には直接指で触れないこと

3 バイアルアダプターの保護シートをはずし、ケースに入れたままバイアルに**しっかり**押し下げます。



4 バイアルアダプターのケースのみはずします。



！ バイアルアダプターの針の部分には直接触れないこと

5 注射用水入シリンジのゴム栓にプランジャーを接続します。



！ プランジャーの側面、先端部には触れないこと

6 注射用水入シリンジのキャップをはずします。



！ 注射用水入シリンジの先端部には触れないこと

7 バイアルアダプターに注射用水入シリンジを接続します。



！ 注射用水入シリンジは回しすぎると壊れたり、はずれくなるので、注意すること

8 プランジャーを**ゆっくり**押し下げ、注射用水をバイアル内に入れます。



！ 泡立たないように、ゆっくり押し下げること

9 バイアルを**静かに**円を描くように回し、完全に溶かします。



！ 強く振らないこと

10 バイアルを逆さにして、プランジャーを**ゆっくり**引き、注射液をシリンジに移します。注射液を抜いたら、シリンジはバイアルから取りはずします。



注射液が少なくなってから縦にして吸うと、注射液がバイアルの中にほとんど残りません

！ シリンジを置くときは平らな場所に水平に置くこと

11 翼付針のキャップをはずして、シリンジに接続します。

